


ESTRUCTURAS

MESAS de LABORATORIO





DIMENSIONES

H : Altura

750/900 mm.

A : Anchura

600/900/ 1200
/1500/1800 mm.

P : Profundidad

600/750/900 mm.



La marca de la
gestión forestal
responsable



★ ESTRUCTURA

Sistema de mesas soportada por módulos rodapié. La nivelación de estas mesas respecto al suelo se realiza mediante nivelador oculto según módulos "tipo R" (con rodapié).

★ USO PREVISTO

Armadura de mesa con superficie de trabajo confeccionada con distintos materiales como área de trabajo o almacenamiento para llevar a cabo tareas de laboratorio. Estructura de soporte para utensilios de análisis y estructuras con gran capacidad de almacenamiento. Artículo inadecuado para tareas de laboratorio en las que deban extraerse materiales peligrosos.

★ DESMONTABILIDAD Y REUTILIZACIÓN

Desmontabilidad completa e independiente de todos los componentes.