


MESA MOVIL

MESAS de LABORATORIO ESPECIALES





DIMENSIONES

H : Altura

750/900 mm.

A : Anchura

600/900/ 1200
/1500/1800 mm.

P : Profundidad

750/900 mm.

★ ESTRUCTURA

Estructura metálica compuesta por caballetes y largueros construida en tubo de acero 60 x 30/20 recubierta en polvo termoendurecido con base de resinas epóxicas resistentes al ataque químico, impacto y abrasión.

Estas estructuras disponen de un sistema de pies niveladores de rueda/suelo y un sistema de fijación/nivelación de superficies de trabajo.

Estructura de cuatro ruedas con freno con posibilidad de bloqueo del eje de dirección.

Disponible en varias superficies de trabajo y dimensiones.

Permite colocar módulos standard.

★ USO PREVISTO

Área de trabajo o almacenamiento para llevar a cabo tareas de laboratorio.

Estructura soporte para utensilios e instrumentación de laboratorio.

Artículo inadecuado para tareas de laboratorio en las que se precise manipular materiales peligrosos o nocivos.

Ideal como solución para mesas de instrumentación (facil mantenimiento), transporte de muestras y/o laboratorios flexibles.

★ COLORES

- Gris Luminoso RAL 7035

- Blanco Puro RAL 9010

(Disponibilidad de otros colores bajo consulta)

★ DESMONTABILIDAD Y REUTILIZACIÓN

Desmontabilidad completa e independiente de todos los componentes.