


ACCESORIOS DE EVACUACIÓN

COMPLEMENTOS





DIMENSIONES

A : Anchura
600/900/1200/1500
mm.

P: Profundidad
550 mm.

A: Altura
600 mm.

Conexión de ventilación
Ø 200 mm.

Caudal de extracción
recomendado:
300/400/500/600
m³/h.

* CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Campana de aspiración trapezoidal para evacuar cargas térmicas o vapores no nocivos de forma abierta en laboratorio.

* MATERIALES

Estructura con posibilidad de fabricación en polipropileno o acero inoxidable AISI 304.

